

## SOCOREX ACURA® 825/835 pipetták - Akciós árlista 2020/3



- Ergonómikus kialakítás, könnyű súly, kényelmes használat
- Laborban egyszerűen újrakalibrálható
- Autoklávozható 121 °C-on (20 percig)
- Könnyű dugattyúmozgatás
- Gyári kalibrációs műbizonylattal ellátott
- Svájci minőség
- 3 év garancia
- Állítható hegyledobó – JustTip™

Különböző pipettahegyek használatakor gyakori probléma, hogy a hegyet nem löki le a készülék, mert nem éri el a hegyledobó a hegy végét. Más hegyeket a hegyledobó akadályozza a felhelyezéskor, ebben az esetben a hegyledobó végét hátrébb lehet tekerni.

**Az Acura pipettáknál be lehet állítani a hegyledobó úthosszát!**



### Az egycsatornás pipetták rendelési és technikai információi:

Kat. szám:	Térfogat: µL	Osztás: µL	Pontosság (Relatív hiba %)			Ismételhetőség (CV %)			Pipettahegy mérete:	Akciós nettó ár: Ft/db
			Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.		
825.0002	0.1 - 2	0.002	<±6.0% <sup>1)</sup>	<± 4.0%	<± 2.0%	<5.0% <sup>1)</sup>	< 3.3%	< 1.5%	ultra 10 µL	49.809,-
825.0010	0.5 - 10	0.01	<±2.5% <sup>2)</sup>	<± 1.8%	<± 1.0%	<1.8% <sup>2)</sup>	< 1.2%	< 0.5%	ultra 10 µL	49.809,-
825.0010Y	1 - 10	0.01	<± 2.5%	<± 1.8%	<± 1.0%	< 2.5%	< 1.6%	< 0.7%	200 µL	46.657,-
825.0020	2 - 20	0.02	<± 2.5%	<± 1.8%	<± 1.0%	< 1.7%	< 1.1%	< 0.5%	200 µL	46.657,-
825.0050	5 - 50	0.1	<± 1.5%	<± 1.3%	<± 1.0%	< 1.0%	< 0.7%	< 0.4%	200 µL	46.657,-
825.0100	10 - 100	0.1	<± 1.5%	<± 1.2%	<± 0.8%	< 1.0%	< 0.6%	< 0.2%	200 µL	46.657,-
825.0200	20 - 200	0.2	<± 1.5%	<± 1.1%	<± 0.6%	< 0.6%	< 0.4%	< 0.2%	200 µL	46.657,-
825.1000	100 - 1000	1	<± 1.5%	<± 1.0%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.4%	< 0.2%	1000 µL	46.657,-
Kat. szám:	Térfogat: mL	Osztás: mL	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Pipettahegy mérete:	Akciós nettó ár: Ft/db
835.02	0.2 - 2	0.002	<± 1.5%	<± 1.0%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.3%	< 0.2%	2 mL	49.809,-
835.05	0.5 - 5	0.01	<± 1.5%	<± 1.1%	<± 0.6%	< 0.6%	< 0.5%	< 0.3%	5 mL	51.386,-
835.10	1 - 10	0.01	<± 1.5%	<± 0.7%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.3%	< 0.2%	10 mL	51.386,-

Mérési térfogat: <sup>1)</sup> 0,5µL, <sup>2)</sup> 1µL A méréseket kétszer desztillált vízzel, állandó hőmérsékleten (20 és 25°C közt, ± 0.5°C) az EN ISO 8655 szabványnak megfelelően végezték el.

#### Szállítási feltételek:

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák (+ 27 %).

Forintértékelés ill. devizaár változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Érvényes: 2020. szeptember 21-től november 30-ig beérkező megrendelések esetén

Szállítás: raktárról illetve cca. 4 hét

## SOCOREX ACURA® 825 pipetták - Akciós árlista 2020/3

### TRIO CSOMAG

Tartalma:

- ✓ 3 darab állítható Acura pipetta
- ✓ Széles térfogat és csomag választék
- ✓ Kedvezőbb csomagár

**Az Acura pipetták jellemzői:**

- Ergonómikus kialakítás
- Kényelmes, komfortos pipettázás
- Könnyű súly
- Könnyű dugattyúmozgatás
- Állítható hegyledobó
- 3 év garancia



Egyszerű újralibrálás



Állítható hegyledobó



Autoklávozható 121 °C-on

Csomag katalógusszáma:	Trio csomag tartalma: Acura 825 és 835 pipetták			Akciós nettó csomag ár:	Darabár: Ft/db (tájékoztatóra)
				Ft / csomag	
825.TRIO.C	0,1-2 µl	Térfogat: 0,5-10 µl	5-50 µl	131.624,-	43.875,-
825.TRIO.J	0,1-2 µl	Térfogat: 2-20 µl	20-200 µl	128.915,-	42.972,-
825.TRIO.M	1-10Y µl	Térfogat: 5-50 µl	20-200 µl	125.985,-	41.995,-
825.TRIO.O	0,5-10 µl	Térfogat: 10-100 µl	100-1000 µl	128.915,-	42.972,-
825.TRIO.P	1-10Y µl	Térfogat: 10-100 µl	100-1000 µl	125.985,-	41.995,-
825.TRIO.S	2-20 µl	Térfogat: 20-200 µl	100-1000 µl	125.985,-	41.995,-
825.TRIO.T	5-50 µl	Térfogat: 20-200 µl	100-1000 µl	125.985,-	41.995,-
825.TRIO.V	10-100 µl	Térfogat: 100-1000 µl	0,5-5 ml	130.270,-	43.423,-
835.TRIO.Y	100-1000 µl	Térfogat: 0,5-5 ml	1-10 ml	134.554,-	44.851,-

<https://www.socorex.com/en/laboratory/manual-pipettes/acura-manual/825-manual-micropipette>

### ACURA 855 TÖBBCSATORNÁS PIPETTÁK:

Kat. Szám	Térfogat	Osztás	Akciós nettó ár: Ft/db	Kat. Szám	Térfogat	Osztás	Akciós nettó ár: Ft/db
<b>8 csatornás:</b>				<b>12 csatornás:</b>			
855.08.010	0.5 - 10 µL	0,01 µL	128.242,-	855.12.010	0.5 - 10 µL	0,01 µL	147.852,-
855.08.050	5 - 50 µL	0,1 µL	120.132,-	855.12.050	5 - 50 µL	0,1 µL	138.158,-
855.08.100	10 - 100 µL	0,1 µL	120.132,-				
855.08.200	20 - 200 µL	0,2 µL	120.132,-	855.12.200	20 - 200 µL	0,2 µL	138.158,-
855.08.350	40 - 350 µL	0,4 µL	120.132,-	855.12.350	40 - 350 µL	0,4 µL	138.158,-

<https://www.socorex.com/en/laboratory/manual-pipettes/acura-manual/855-multichannel-pipette>

## **Acura® 826 XS pipetták – Akciós árlista 2020/3**



Az **XS modellek előnyei**, melyek a mindennapi labormunkát jelentősen megkönnyítik:

- **Kisebb tömegűek** - a jelenlegi márkák közül a legkönnyebbek
- Tovább **könnyített dugattyúmozgatás** - a napi többórás pipetázás esetén nagyon fontos
- **Rövidített kialakítás** - könnyebb, finomabb munkavégzést tesz lehetővé
- Csökkentett átmérőnek és a kónikus kialakításnak köszönhetően a mikroszövekkkel könnyebb a munka.

A korábbi Acura pipetták jellemzői, melyek az új típusokra is jellemző:


**Állítható hegyledobó – JustTip™** (Socorex szabadalom)

Különböző pipettahegyek használatakor gyakori probléma, hogy a hegyet nem löki le a készülék, mert nem éri el a hegyledobó a hegy végét. Más hegyeket a hegyledobó akadályozza a felhelyezéskor, ebben az esetben a hegyledobó végét hátrébb lehet tekerni. Az állítható hegyledobóval biztosítható a hegyek optimális illeszkedése és ledobása.

**Egyszerű, gyors, egylépéses újrakalibrálhatóság:**

Egy váltó gomb segítségével kalibrálási állapotba állítjuk a pipettát és a beállító csavar elforgatásával újrapontosítjuk a készüléket.

**A pipetták 121 °C-on maximum 20 percig teljes egészében autoklávozhatók.** Minden pipetta egyedi sorszámmal rendelkezik, és kalibrációs műbizonylattal kapható. A készülékekre **3 év garanciát** vállal a gyártó!



Könnyebb pipetázás  
1 Newton (N) ~ 0,1 kg erő



Állítható hegyledobó



Jól látható kijelző



Gyors és egyszerű újrakalibrálás

A pipetták nyolc méret tartományban kaphatók:

Kat. szám:	Térfogat: $\mu$ L	Osztás: $\mu$ L	Pontosság (Relatív hiba %)			Ismételhetőség (CV %)			Pipettahegy:	Akciós nettó ár Ft/db
			Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.		
826.0002	0.1 - 2	0.002	<math>< \pm 6.0\%</math>	<math>< \pm 4.0\%</math>	<math>< \pm 2.0\%</math>	<math>< 5.0\%</math>	<math>< 3.3\%</math>	<math>< 1.5\%</math>	ultra 10 $\mu$ L	<b>55.448,-</b>
826.0010	0.5 - 10	0.01	<math>< \pm 2.5\%</math>	<math>< \pm 1.8\%</math>	<math>< \pm 1.0\%</math>	<math>< 1.8\%</math>	<math>< 1.2\%</math>	<math>< 0.5\%</math>	ultra 10 $\mu$ L	<b>55.448,-</b>
826.0010Y	1 - 10	0.01	<math>< \pm 2.5\%</math>	<math>< \pm 1.8\%</math>	<math>< \pm 1.0\%</math>	<math>< 2.5\%</math>	<math>< 1.6\%</math>	<math>< 0.7\%</math>	200 $\mu$ L	<b>51.837,-</b>
826.0020	2 - 20	0.02	<math>< \pm 2.5\%</math>	<math>< \pm 1.8\%</math>	<math>< \pm 1.0\%</math>	<math>< 1.7\%</math>	<math>< 1.1\%</math>	<math>< 0.5\%</math>	200 $\mu$ L	<b>51.837,-</b>
826.0050	5 - 50	0.1	<math>< \pm 1.5\%</math>	<math>< \pm 1.3\%</math>	<math>< \pm 1.0\%</math>	<math>< 1.0\%</math>	<math>< 0.7\%</math>	<math>< 0.4\%</math>	200 $\mu$ L	<b>51.837,-</b>
826.0100	10 - 100	0.1	<math>< \pm 1.5\%</math>	<math>< \pm 1.2\%</math>	<math>< \pm 0.8\%</math>	<math>< 1.0\%</math>	<math>< 0.6\%</math>	<math>< 0.2\%</math>	200 $\mu$ L	<b>51.837,-</b>
826.0200	20 - 200	0.2	<math>< \pm 1.5\%</math>	<math>< \pm 1.1\%</math>	<math>< \pm 0.6\%</math>	<math>< 0.6\%</math>	<math>< 0.4\%</math>	<math>< 0.2\%</math>	200 $\mu$ L	<b>51.837,-</b>
826.1000	100 - 1000	1	<math>< \pm 1.5\%</math>	<math>< \pm 1.0\%</math>	<math>< \pm 0.5\%</math>	<math>< 0.5\%</math>	<math>< 0.4\%</math>	<math>< 0.2\%</math>	1000 $\mu$ L	<b>51.837,-</b>

A készülékek további **hatféle TwinXS** csomagban is kaphatók.

A csomag tartalma: 2 db különböző térfogatú pipetta, polcra helyezhető pipettatartó, kalibrációs bizonylat.

Kat. szám:	Csomag tartalma (pipetta)	Akciós nettó csomagár Ft / csomag	Tájékoztató darabár: Ft/db
826.TWX.E	0.1 - 2 $\mu$ L és 2 - 20 $\mu$ L	<b>96.466,-</b>	48.233,-
826.TWX.G	0.5 - 10 $\mu$ L és 10 - 100 $\mu$ L	<b>96.466,-</b>	48.233,-
826.TWX.H	2 - 20 $\mu$ L és 20 - 200 $\mu$ L	<b>93.307,-</b>	46.654,-
826.TWX.K	5 - 50 $\mu$ L és 20 - 200 $\mu$ L	<b>93.307,-</b>	46.654,-
826.TWX.N	10 - 100 $\mu$ L és 100 - 1000 $\mu$ L	<b>93.307,-</b>	46.654,-
826.TWX.Q	20 - 200 $\mu$ L és 100 - 1000 $\mu$ L	<b>93.307,-</b>	46.654,-

<https://www.socorex.com/en/laboratory/manual-pipettes/acura-manual/826-xs-manual-micropipette>

Szállítási feltételek:

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák (+ 27 %).

Forintleértékelés ill. devizaár változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Érvényes: 2020. szeptember 21-től november 30-ig beérkező megrendelések esetén

Szállítás: raktárról illetve cca. 4 hét