

**ACURA® 825/835 pipetták:**



**Ergonómikus kialakítás, könnyű súly, kényelmes használat**  
Könnyű dugattyúmozgatás  
**Autoklávozható 121 °C-on (20 percig)**  
Svájci minőség, prémium minőség  
**3 év garancia**



**Swift Set Kalibráció:**  
**A laborban egyszerűen újralibrálható**  
(Egylépéses kalibráció. Socorex szabadalom)  
Minden pipetta egyedi sorszámmal rendelkezik  
Gyártói kalibrációs műbizonylattal ellátott ISO 8655

**Állítható hegyledobó – JustTip™**  
Különböző pipettahegyek használatakor gyakori probléma, hogy a hegyet nem löki le a készülék, mert nem éri el a hegyledobó a hegy végét. Más hegyeket a hegyledobó akadályozza a felhelyezéskor, ebben az esetben a hegyledobó végét hátrébb lehet tekerni.  
**Az Acura pipettáknál be lehet állítani a hegyledobó úthosszát!**

**Az egycsatornás pipetták rendelési és technikai információi:**

Kat. szám:	Térfogat: µL	Osztás: µL	Pontosság (Relatív hiba %)			Ismételhetőség (CV %)			Pipettahegy mérete:	Akciós nettó ár: Ft/db
			Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.		
825.0002	0.1 - 2	0.002	<±6.0% <sup>1)</sup>	<± 4.0%	<± 2.0%	<5.0% <sup>1)</sup>	< 3.3%	< 1.5%	10 µL	79.040,-
825.0010	0.5 - 10	0.01	<±2.5% <sup>2)</sup>	<± 1.8%	<± 1.0%	<1.8% <sup>2)</sup>	< 1.2%	< 0.5%	10 µL	79.040,-
825.0010Y	1 - 10	0.01	<± 2.5%	<± 1.8%	<± 1.0%	< 2.5%	< 1.6%	< 0.7%	200 µL	74.080,-
825.0020	2 - 20	0.02	<± 2.5%	<± 1.8%	<± 1.0%	< 1.7%	< 1.1%	< 0.5%	200 µL	74.080,-
825.0050	5 - 50	0.1	<± 1.5%	<± 1.3%	<± 1.0%	< 1.0%	< 0.7%	< 0.4%	200 µL	74.080,-
825.0100	10 - 100	0.1	<± 1.5%	<± 1.2%	<± 0.8%	< 1.0%	< 0.6%	< 0.2%	200 µL	74.080,-
825.0200	20 - 200	0.2	<± 1.5%	<± 1.1%	<± 0.6%	< 0.6%	< 0.4%	< 0.2%	200 µL	74.080,-
825.1000	100 - 1000	1	<± 1.5%	<± 1.0%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.4%	< 0.2%	1000 µL	74.080,-
Kat. szám:	Térfogat: mL	Osztás: mL	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Pipettahegy mérete:	Akciós nettó ár: Ft/db
835.02	0.2 - 2	0.002	<± 1.5%	<± 1.0%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.3%	< 0.2%	2 mL	79.040,-
835.05	0.5 - 5	0.01	<± 1.5%	<± 1.1%	<± 0.6%	< 0.6%	< 0.5%	< 0.3%	5 mL	81.360,-
835.10	1 - 10	0.01	<± 1.5%	<± 0.7%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.3%	< 0.2%	10 mL	81.360,-

Mérési térfogat: <sup>1)</sup> 0,5µL, <sup>2)</sup> 1µL. A méréseket kétszer desztillált vízzel, állandó hőmérsékleten (20 és 25°C közt, ± 0.5°C) az EN ISO 8655 szabványnak megfelelően végezték el.

# SOCOREX ACURA® 855 többcsatornás pipetták

Kat. Szám	Térfogat	Osztás	Akciós nettó ár: Ft/db
<b>8 csatornás:</b>			
855.08.010	0.5 - 10 µL	0,01 µL	203.280,-
855.08.020	2 - 20 µL	0,01 µL	203.280,-
855.08.050	5 - 50 µL	0,1 µL	190.480,-
855.08.100	10 - 100 µL	0,1 µL	190.480,-
855.08.200	20 - 200 µL	0,2 µL	190.480,-
855.08.350	40 - 350 µL	0,4 µL	190.480,-



Kat. Szám	Térfogat	Osztás	Akciós nettó ár: Ft/db
<b>12 csatornás:</b>			
855.12.010	0.5 - 10 µL	0,01 µL	234.320,-
855.12.050	5 - 50 µL	0,1 µL	218.560,-
855.12.200	20 - 200 µl	0,2 µL	218.560,-
855.12.350	40 - 350 µL	0,4 µL	218.560,-



<https://www.socorex.com/en/laboratory/manual-pipettes/acura-manual/855-multichannel-pipette>

## Szállítási feltételek:

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák (+ 27 %).

Forintleértékelés ill. devizaár változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

**Érvényes: 2024. július 1-től szeptember 30-ig beérkező megrendelések esetén** Szállítás: raktárról, illetve cca. 4-8 hét

YouTube videó QR kódja



# SOCOREX PROFILLER™ electro 447 elektromos pipettor



Könnyű súly, kényelmes pipettázás lamináris fülkében is

Kémiaileg ellenálló készülékház

Használható üveg és műanyag pipettákhoz is (0,1-100 ml)

**Állítható sebesség**

**LCD kijelző, folyamatosan látható az akku állapota**

Beépített feltölthető akkumulátor (NiMH)

Autoklávazható és cserélhető pipetta adapter (szilikonból)

A felszívás és az adagolás sebessége 2 nyomógomb benyomásával szabályozható

Fali (lamináris fülkében is elhelyezhető) és asztali állvány töltővel

<https://www.socorex.com/en/laboratory/pipette-controllers/profiller/electro-447-electronic-pipette-controller>

Kat. Szám	Akciós nettó ár: Ft/db
447.100	99.900,-

# Szerológiai pipetták

- Prémium minőség, német gyártmány
- Steril, PCR inhibitor, human DNS, DNase és RNase, Pyrogen mentes
- Színkódolt pipetták
- Szöszmentes PE dugó
- Praktikus kialakítású dobozban – amely egyben adagoló is



[https://www.nerbe-plus.de/ENU/20307/serological\\_pipettes.html](https://www.nerbe-plus.de/ENU/20307/serological_pipettes.html)

Kat. szám:	Megnevezés:	Kiszerezés:	Nettó csomagár: Ft	Nettó ár: Ft/db
12-401-9103	<b>Szerológiai pipetta 1 ml, egyesével cs.</b>	500 db/csomag	<b>39.705,-</b>	79,41
12-421-9101	<b>Szerológiai pipetta 2 ml, egyesével cs.</b>	500 db/csomag	<b>37.695,-</b>	75,39
12-441-9105	<b>Szerológiai pipetta 5 ml, egyesével cs.</b>	200 db/csomag	<b>18.552,-</b>	92,76
12-461-9108	<b>Szerológiai pipetta 10 ml, egyesével cs.</b>	200 db/csomag	<b>23.582,-</b>	117,91
12-481-9102	<b>Szerológiai pipetta 25 ml, egyesével cs.</b>	150 db/csomag	<b>24.899,-</b>	165,99

## További Socorex termékeinkről kérje ismertetőnket és árajánlatunkat:



Pipettahegyek és Refill rendszer



Sorozatadagolók



Diszpenzerek

## További műanyag eszközeinkről kérje ismertetőnket és árajánlatunkat:



Krio csövek, dobozok, állványok



Centrifuga és tesztcsövek



Eppendorf csövek és PCR csövek

### **Szállítási információk**

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák (+ 27 %).

Forintleértékelés ill. devizaár változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Érvényes: 2024. július 1-től szeptember 25-ig beérkező megrendelések esetén

Szállítás: raktárról, illetve cca. 4-8 hét

Kérje árajánlatunkat, amelyben a mennyiség és a szállítási cím pontos ismerete alapján az esetleges szállítási költséget feltüntetjük.



Alapítva: 1990

06 30 332 65 02

06 30 961 44 68

[info@dialab.hu](mailto:info@dialab.hu)

[www.dialab.hu](http://www.dialab.hu)