

## SOCOREX PIPETTÁK – Akciós árlista 2022/TAVASZ

### ACURA® 825/835 pipetták:



**Ergonómikus kialakítás, könnyű súly, kényelmes használat**

Könnyű dugattyúmozgatás

**Autoklávozható** 121 °C-on (20 percig)

Svájci minőség, prémium minőség

**3 év garancia**



**Swift Set Kalibráció:**

**A laborban egyszerűen újrapipetálható**

(Egylépéses kalibráció. Socorex szabadalom)

Minden pipetta egyedi sorszámmal rendelkezik

Gyártói kalibrációs műbizonylattal ellátott ISO 8655

**Állítható hegyledobó – JustTip™**

Különböző pipettahegyek használatakor gyakori probléma, hogy a hegyet nem löki le a készülék, mert nem éri el a hegyledobó a hegy végét. Más hegyeket a hegyledobó akadályozza a felhelyezéskor, ebben az esetben a hegyledobó végét hátrébb lehet tekerni.

**Az Acura pipettáknál be lehet állítani a hegyledobó úthosszát!**

### Az egycsatornás pipetták rendelési és technikai információi:

Kat. szám:	Térfogat: µL	Osztás: µL	Pontosság (Relatív hiba %)			Ismételhetőség (CV %)			Pipettahegy mérete:	Akciós nettó ár: Ft/db
			Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.		
825.0002	0.1 - 2	0.002	<±6.0% <sup>1)</sup>	<± 4.0%	<± 2.0%	<5.0% <sup>1)</sup>	< 3.3%	< 1.5%	ultra 10 µL	61.641,-
825.0010	0.5 - 10	0.01	<±2.5% <sup>2)</sup>	<± 1.8%	<± 1.0%	<1.8% <sup>2)</sup>	< 1.2%	< 0.5%	ultra 10 µL	61.641,-
825.0010Y	1 - 10	0.01	<± 2.5%	<± 1.8%	<± 1.0%	< 2.5%	< 1.6%	< 0.7%	200 µL	57.672,-
825.0020	2 - 20	0.02	<± 2.5%	<± 1.8%	<± 1.0%	< 1.7%	< 1.1%	< 0.5%	200 µL	57.672,-
825.0050	5 - 50	0.1	<± 1.5%	<± 1.3%	<± 1.0%	< 1.0%	< 0.7%	< 0.4%	200 µL	57.672,-
825.0100	10 - 100	0.1	<± 1.5%	<± 1.2%	<± 0.8%	< 1.0%	< 0.6%	< 0.2%	200 µL	57.672,-
825.0200	20 - 200	0.2	<± 1.5%	<± 1.1%	<± 0.6%	< 0.6%	< 0.4%	< 0.2%	200 µL	57.672,-
825.1000	100 - 1000	1	<± 1.5%	<± 1.0%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.4%	< 0.2%	1000 µL	57.672,-
Kat. szám:	Térfogat: mL	Osztás: mL	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Min. térf.	Közép. térf.	Max. térf.	Pipettahegy mérete:	Akciós nettó ár: Ft/db
835.02	0.2 - 2	0.002	<± 1.5%	<± 1.0%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.3%	< 0.2%	2 mL	61.641,-
835.05	0.5 - 5	0.01	<± 1.5%	<± 1.1%	<± 0.6%	< 0.6%	< 0.5%	< 0.3%	5 mL	63.423,-
835.10	1 - 10	0.01	<± 1.5%	<± 0.7%	<± 0.5%	< 0.5%	< 0.3%	< 0.2%	10 mL	63.423,-

Mérési térfogat: <sup>1)</sup> 0,5µL, <sup>2)</sup> 1µL. A méréseket kétszer desztillált vízzel, állandó hőmérsékleten (20 és 25°C közt, ± 0.5°C) az EN ISO 8655 szabványnak megfelelően végezték el.

# SOCOREX ACURA® pipetták - TRIO csomag

## TRIO CSOMAG – STARTER CSOMAG

Tartalma:

- ✓ 3 darab állítható Acura pipetta
- ✓ Széles térfogat és csomag választék
- ✓ Kedvezőbb csomagár



### Az Acura pipetták jellemzői:

- Ergonómikus kialakítás
- Kényelmes, komfortos pipettázás
- Könnyű súly
- Könnyű dugattyúmozgatás
- Állítható hegyledobó
- 3 év garancia



Egyszerű újralibrálás



Állítható hegyledobó



Autoklávozható

Csomag katalógusszáma:	Trio csomag tartalma: Acura 825 és 835 pipetták			Akciónettség ár: Ft / csomag	Darabár: Ft/db (tájékoztatóra)
	0,1-2 µl	0,5-10 µl	5-50 µl		
825.TRIO.C	0,1-2 µl	0,5-10 µl	5-50 µl	162.729,-	54.243,-
825.TRIO.J	0,1-2 µl	2-20 µl	20-200 µl	159.327,-	53.109,-
825.TRIO.M	1-10Y µl	5-50 µl	20-200 µl	155.682,-	51.894,-
825.TRIO.O	0,5-10 µl	10-100 µl	100-1000 µl	159.327,-	53.109,-
825.TRIO.P	1-10Y µl	10-100 µl	100-1000 µl	155.682,-	51.894,-
825.TRIO.S	2-20 µl	20-200 µl	100-1000 µl	155.682,-	51.894,-
825.TRIO.T	5-50 µl	20-200 µl	100-1000 µl	155.682,-	51.894,-
825.TRIO.V	10-100 µl	100-1000 µl	0,5-5 ml	160.947,-	53.649,-
835.TRIO.Y	100-1000 µl	0,5-5 ml	1-10 ml	166.212,-	55.404,-

## SOCOREX ACURA® 855 többcsatornás pipetták

Kat. Szám	Térfogat	Osztás	Akciónettség nettó ár: Ft/db
<b>8 csatornás:</b>			
855.08.010	0.5 - 10 µL	0,01 µL	158.598,-
855.08.050	5 - 50 µL	0,1 µL	148.635,-
855.08.100	10 - 100 µL	0,1 µL	148.635,-
855.08.200	20 - 200 µL	0,2 µL	148.635,-
855.08.350	40 - 350 µL	0,4 µL	148.635,-



Kat. Szám	Térfogat	Osztás	Akciónettség nettó ár: Ft/db
<b>12 csatornás:</b>			
855.12.010	0.5 - 10 µL	0,01 µL	182.655,-
855.12.050	5 - 50 µL	0,1 µL	170.667,-
855.12.200	20 - 200 µl	0,2 µL	170.667,-
855.12.350	40 - 350 µL	0,4 µL	170.667,-



<https://www.socorex.com/en/laboratory/manual-pipettes/acura-manual/855-multichannel-pipette>

### Szállítási feltételek:

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák (+ 27 %).

Forintleértékelés ill. devizaár változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

**Érvényes: 2022. április 8-tól június 28-ig beérkező megrendelések esetén**

Szállítás: raktárról illetve cca. 4-8 hét