

SOCOREX DISZPENZEREK – Akciós árlista 2020/3

Autoklávozható diszpenzer üveg nélkül – Calibrex™ 525/530:

Calibrex™ **ORGANO** 525

szerves oldószerekhez és nem kristályosodó sókhoz
1; 2,5; 5 ml: kerámia dugattyúval, 10; 25; 50; 100 ml: üveg dugattyúval

Calibrex™ **SOLUTAE** 530

erős és gyenge savakhoz, lúgokhoz és sóoldatokhoz
1; 2,5; 5 ml: teflon bevonatú üveg dugattyúval, 10; 25; 50; 100 ml: teflon bevonatú kerámia dugattyúval

Kat.szám:	Megnevezés:	Mérés- tartomány: mL	Állít- hatóság: mL	Akciós nettó ár: Ft/db
525.001	Calibrex organo diszpenzer	0,1 - 1 ml	0,02	78.523,-
525.002.5	Calibrex organo diszpenzer	0,25 - 2,5 ml	0,05	78.523,-
525.005	Calibrex organo diszpenzer	0,5 – 5 ml	0,1	78.523,-
525.010	Calibrex organo diszpenzer	1 – 10 ml	0,2	78.523,-
525.025	Calibrex organo diszpenzer	2,5 - 25 ml	0,5	100.550,-
525.050	Calibrex organo diszpenzer	5 - 50 ml	1,0	110.401,-
525.100	Calibrex organo diszpenzer	10 - 100 ml	1,0	126.984,-
530.001	Calibrex solutae diszpenzer	0,1 - 1 ml	0,02	78.523,-
530.002.5	Calibrex solutae diszpenzer	0,25 - 2,5 ml	0,05	78.523,-
530.005	Calibrex solutae diszpenzer	0,5 – 5 ml	0,1	78.523,-
530.010	Calibrex solutae diszpenzer	1 – 10 ml	0,2	78.523,-
530.025	Calibrex solutae diszpenzer	2,5 – 25 ml	0,5	100.550,-
30.050	Calibrex solutae diszpenzer	5 - 50 ml	1,0	110.401,-
530.100	Calibrex solutae diszpenzer	10 - 100 ml	1,0	126.984,-



Opcionális visszaengedő szeleppel is rendelhető, kérje árajánlatunkat!



* Except hydrofluoric acid (HF)

<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-top-dispensers/calibrex/organo-525-bottle-top-dispenser>

<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-top-dispensers/calibrex/solutae-530-bottle-top-dispenser>

SOCOREX DISZPENZEREK – Akciós árlista 2020/3

Univerzális diszpenzer üveg nélkül, autoklávozható - Calibrex® 520:

Kat.szám:	Megnevezés:	Méréstartomány: mL	Állíthatóság: mL	Akciós nettó ár: Ft/db
520.002	Calibrex® 520 diszpenzer	0,25 - 2 ml	0,05 ml	70.083,-
520.005	Calibrex® 520 diszpenzer	1 - 5 ml	0,1 ml	70.083,-
520.010	Calibrex® 520 diszpenzer	1 - 10 ml	0,25 ml	70.083,-



Teflon bevonatú üveg dugattyúval

Digitális térfogat beállítás

Autoklávozható

Háromféle közgyűrűvel a legtöbb üvegre csatlakoztatható

Üvegek külön rendelhetők, kérje árajánlatunkat!

<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-top-dispensers/calibrex/universal-520-bottle-top-dispenser>

Acurex 501 diszpenzerek üveggel:



0.2 - 2 ml
0.4 - 5 ml
1 - 10 ml
1 - 30 ml

Kat.szám:	Megnevezés	Térfogat: mL	Osztás: mL	Tartály: mL	Akciós nettó ár: Ft/db
501.02025	Acurex 501 diszpenzer üveggel	0.2 - 2	0,1	250	65.309,-
501.0505	Acurex 501 diszpenzer üveggel	0.4 - 5	0,2	500	65.309,-
501.101	Acurex 501 diszpenzer üveggel	1 - 10	0,2	1000	68.156,-
501.102	Acurex 501 diszpenzer üveggel	1-10	0,2	2000	72.306,-
501.302	Acurex 501 diszpenzer üveggel	1 - 30	1	2000	96.665,-

Alacsony kiképzés

Ideális hűtőben való tárolásra

Autoklávozható

Jó vegyszerállóság

Több méretű üveggel rendelhető, kérje árajánlatunkat!

<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-dispenser/acurex-compact/501-bottle-dispensers>

Szállítási feltételek:

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák (+ 27 %).

Forintleértékelés ill. devizaár változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Érvényes: 2020. szeptember 21-től november 30-ig beérkező megrendelések esetén

Szállítás: raktárról illetve cca. 4 hét