



LABORATÓRIUMI MŰSZEREK, ESZKÖZÖK  
DIAGNOSZTIKUMOK  
FORGALMAZÁSA ÉS SZERVIZE

## DIALAB KFT.

1151 Budapest, Bogáncs u. 8.  
Tel: 06 -1 / 212-25-05  
Fax: 06 -1 / 355-73-70  
e-mail: [info@dialab.hu](mailto:info@dialab.hu)  
[www.dialab.hu](http://www.dialab.hu)



## SOCOREX DISZPENZEREK – Akciós árlista 2022/2

### Autoklávozható diszpenzer üveg nélkül – Calibrex™ 525/530:

#### Calibrex™ **ORGANO** 525

szerves oldószerekhez és nem kristályosodó sókhoz

1; 2,5; 5 ml: kerámia dugattyúval, 10; 25; 50; 100 ml: üveg dugattyúval

#### Calibrex™ **SOLUTAE** 530

erős és gyenge savakhoz, lúgokhoz és sóoldatokhoz

1; 2,5; 5 ml: teflon bevonatú üveg dugattyúval, 10; 25; 50; 100 ml: teflon bevonatú kerámia dugattyúval

Kat.szám:	Megnevezés:	Mérés-tartomány: mL	Állíthatóság: mL	Akciós nettó ár: Ft/db
525.001	Calibrex organo diszpenzer	0,1 - 1 ml	0,02	106.235,-
525.002.5	Calibrex organo diszpenzer	0,25 - 2,5 ml	0,05	106.235,-
525.005	Calibrex organo diszpenzer	0,5 - 5 ml	0,1	106.235,-
525.010	Calibrex organo diszpenzer	1 - 10 ml	0,2	106.235,-
525.025	Calibrex organo diszpenzer	2,5 - 25 ml	0,5	135.929,-
525.050	Calibrex organo diszpenzer	5 - 50 ml	1,0	149.453,-
525.100	Calibrex organo diszpenzer	10 - 100 ml	1,0	171.890,-
530.001	Calibrex solutae diszpenzer	0,1 - 1 ml	0,02	106.235,-
530.002.5	Calibrex solutae diszpenzer	0,25 - 2,5 ml	0,05	106.235,-
530.005	Calibrex solutae diszpenzer	0,5 - 5 ml	0,1	106.235,-
530.010	Calibrex solutae diszpenzer	1 - 10 ml	0,2	106.235,-
530.025	Calibrex solutae diszpenzer	2,5 - 25 ml	0,5	135.929,-
530.050	Calibrex solutae diszpenzer	5 - 50 ml	1,0	149.453,-
530.100	Calibrex solutae diszpenzer	10 - 100 ml	1,0	171.890,-



Opcionális visszaengedő szeleppel is rendelhető, kérje árajánlatunkat!



<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-top-dispensers/calibrex/organo-525-bottle-top-dispenser>

<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-top-dispensers/calibrex/solutae-530-bottle-top-dispenser>

## Univerzális diszpenzer üveg nélkül, autoklávozható - Calibrex® 520:

Kat.szám:	Megnevezés:	Térfogat: mL	Állíthatóság: mL	Akciós nettó ár: Ft/db
520.002	Calibrex® 520 diszpenzer	0,25 - 2 ml	0,05 ml	94.971,-
520.005	Calibrex® 520 diszpenzer	1 - 5 ml	0,1 ml	94.971,-
520.010	Calibrex® 520 diszpenzer	1 - 10 ml	0,25 ml	94.971,-



Teflon bevonatú üveg dugattyúval

Digitális térfogat beállítás

Autoklávozható

Háromféle közgyűrűvel a legtöbb üvegre csatlakoztatható

Üvegek külön rendelhetők, kérje árajánlatunkat!

<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-top-dispensers/calibrex/universal-520-bottle-top-dispenser>

## Acurex 501 diszpenzerek üveggel:

Kat.szám:	Megnevezés	Térfogat: mL	Állíthatóság: mL	Tartály: mL	Akciós nettó ár: Ft/db
501.02025	Acurex 501 diszpenzer üveggel	0.2 - 2	0,1	250	98.255,-
501.0505	Acurex 501 diszpenzer üveggel	0.4 - 5	0,2	500	98.255,-
501.101	Acurex 501 diszpenzer üveggel	1 - 10	0,2	1000	102.273,-
501.102	Acurex 501 diszpenzer üveggel	1-10	0,2	2000	108.848,-
501.302	Acurex 501 diszpenzer üveggel	1 - 30	1	2000	145.369,-



0.2 - 2 ml  
0.4 - 5 ml  
1 - 10 ml  
1 - 30 ml



Alacsony kiképzés

Ideális hűtőben való tárolásra

Autoklávozható

Jó vegyszerállóság

Több méretű üveggel rendelhető, kérje árajánlatunkat!

<https://www.socorex.com/en/laboratory/bottle-dispenser/acurex-compact/501-bottle-dispensers>

### Szállítási feltételek:

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák (+ 27 %).

Forintleértékelés ill. devizaár változás esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

**Érvényes: 2022. szeptember 26-tól december 19-ig beérkező megrendelések esetén**

Szállítás: raktárról illetve cca. 4-8 hét