

Kónikus centrifugacsövek: 15 és 50 ml

- Prémium minőség, német gyártmány
- Könnyű egykezes kezelés, még kesztyűben is (rövid menet a kupakon)
- Fagyasztóban is tárolható -80 °C-ig
- Steril: PCR inhibitor, human DNS, DNase és RNase, Pyrogen mentes
- Steril R: pluszban ATP és endotoxin mentes



REF	MAT					
02-502-3001	PP/PE	Ø 17×120 mm	15 ml	25	500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 17.000 g STERILE
02-502-8001	PP/PE	Ø 17×120 mm	15 ml	25	500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 17.000 g STERILE R
02-572-3001	PP/PE	Ø 30×115 mm	50 ml	25	250	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 20.000 g STERILE
02-572-8001	PP/PE	Ø 30×115 mm	50 ml	25	250	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 20.000 g STERILE R
02-572-4001	PP/PE	Ø 30×115 mm	50 ml	25	500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 7.000 g STERILE
02-572-9001	PP/PE	Ø 30×115 mm	50 ml	25	500	mit montiertem grünen Schraubdeckel [PE] / with fitted green screw cap [PE], max RCF 7.000 g STERILE R

Kat. szám:	Megnevezés:	Kiszerelés:	Nettó csomagár: Ft	Nettó ár: Ft/db
02-502-3001	15 ml centrifugacső (Steril)	500 db/csomag	19.450,-	38,90
02-502-8001	15 ml centrifugacső (Steril R)	500 db/csomag	22.200,-	44,40
02-572-3001	50 ml centrifugacső (Steril)	250 db/csomag	11.650,-	46,60
02-572-8001	50 ml centrifugacső (Steril R)	250 db/csomag	13.200,-	52,80
02-572-4001	50 ml centrifugacső, szoknyás (Steril)	250 db/csomag	12.725,-	50,90
02-572-9001	50 ml centrifugacső, szoknyás (Steril R)	250 db/csomag	14.500,-	58,00

Szállítási információ: Áfa +27%

Kérje árajánlatunkat, amelyben a mennyiség és a szállítási cím pontos ismerete alapján az esetleges szállítási költséget feltüntetjük.

Részletes információ és árlista/ajánlat:

DIALAB

LABORATÓRIUMI MŰSZEREK, ESZKÖZÖK
DIAGNOSZTIKUMOK
FORGALMAZÁSA ÉS SZERVIZE

DIALAB KFT.

1026 Budapest, Pasaréti út 31.

Tel.: 1/212-2505

e-mail: info@dialab.hu

www.dialab.hu