

Új HERMLE centrifugák: Z 326 és Z 326K



Z 326 és Z 326K széles rotor választékkal rendelkezik

A német HERMLE cég modellválasztéka az elmúlt években folyamatosan bővült. A legújabb készülékek a korábbi, sikeres, univerzális modellek gyártási tapasztalata alapján készültek, felhasználva a már sikeresen bevezetett Z 36 HK, Z 32 HK, Z 216 MK típusok újdonságait.

A Z 326 univerzális centrifuga kitűnően használható olyan laboratóriumokban, ahol a nagy fordulatszám, a széles rotorválaszték és az egyszerű kezelhetőség a fő szempont.

A megbízható működést a karbantartásmentes indukciós motor teszi lehetővé. A készülék zajszintje a maximális sebességnél sem haladja meg a 60 dBA-t.



Digitális kijelző

A nagyméretű LCD kijelzőn minden információ jól leolvasható: az aktuális és a beállított fordulatszám, az időzítés és a gyorsulási/fékezési érték. Maximálisan 99 program tárolására van lehetőség. A készülék kezelése, beállítása egyszerű és gyors (gumikesztyűben is). A kijelző- és a kezelőgombok védettek az esetlegesen kiömlő folyadéktól.

Néhány technikai adat a készülékekről:

Típus:	Z 326	Z 326 K
Maximális sebesség:	18 000 RPM	18 000 RPM
Maximális RCF:	23 545xg	23 545xg
Maximális térfogat:	4x100 ml	4x100 ml
Hőmérséklet:		-20 °C-tól +40 °C-ig

A kis helyigényüknek köszönhetően mindkét centrifuga könnyen elhelyezhető a laborasztalon. Szélessége 40 cm, mélysége 48 cm (Z326 K: 70 cm).



A centrifugák a rotorokat automatikusan felismerik, így elkerülhető a rotorok „túlpörgetése”. A készülékekhez 18 különböző rotort lehet választani jelenleg, amelyek térfogata adapterek segítségével szűkíthető.

Amennyiben a centrifugákról és a rotorokról további információra lenne szüksége, kérjük, forduljon bizalommal a Dialab Kft. munkatársaihoz.

Dialab Kft.

Néhány fontosabb rotor specifikációja:

Típus:	Maximális sebesség:	Maximális RCF (xg):	További adapterek:
6x85 ml szögrotor	13 500xrpm	20 986xg	50, 30, 15 ml
6x50 ml szögrotor	12 000xrpm	14 811xg	30, 16, 15 ml
20x10 ml szögrotor	12 000xrpm	15 777xg	
30x1,5 ml szögrotor	14 000xrpm	20 598xg	0,5; 0,4 és 0,2 ml
24x1,5 ml szögrotor	15 000xrpm	21 381xg	0,5; 0,4 és 0,2 ml
12x1,5 ml szögrotor	18 000xrpm	23 545xg	0,5; 0,4 és 0,2 ml
30x15 ml szögrotor	4 500xrpm	2 830xg	15, 7 és 5 ml
4x100 ml kilendülő	5 000xrpm	3 885xg	100, 85, 50, 30, 25, 15, 10, 5, 4 és 1,5 ml
2x3 db microplate	4 500xrpm	2 739xg	