

# Új 360 EP széria kompromisszumok nélkül



Új analitikai és félmikro mérleg-családot jelentetett meg a jól ismert svájci gyártó, a Precisa AG. Az 360 EP mérlegek a megnövelt felhasználói komfort, az új adatkommunikációs koncepció, a



**Lássunk a mérleg néhány további előnyös tulajdonságát:**

- **12 gombos** kezelőfelület a kiválasztható 6 gyakran használt funkcióval
- **SCS** automatikus belső kalibrálási rendszer
- **ART** bármikor bekapcsolható ismételtetőségi teszt-funkció
- **ADAT** kommunikáció: RS232, RS 485, USB, BLUETOOTH, ETHERNET, E WIRELESS, CAN
- **BEST** Bouyancy hibaelnyomási technológia
- **DDW** dinamikus mérés nem stabil környezeti feltételek mellett pl.: hajón telepített laboratórium
- **MSW** minimum minta-tömegmérés az USP-nek megfelelően
- **MBW** párhuzamos háttérmérések
- **PIP** pipetta kalibráló program
- **IQ-OQ-PQ** dokumentáció segédlet

csökkentett energiafelhasználás, a belső kalibrációs rendszer, a továbbfejlesztett, jól áttekinthető kijelzőnek köszönhetően precíz munkatársa lesz a laboratóriumoknak. Az öntött alumínium ház, a beépített nagy megbízhatóságú mérőrendszer, az elektronikai elemek nagy integráltsága, mind a

További információkért kérjük, forduljon bizalommal a Dialab kft. szakembereihez!

**Dialab Kft.**



hosszú idejű megbízható működés záloga. A takarékos helykihasználást a low footprint design teszi lehetővé. A jól bevált kétkezes nyitási lehetőség a huzatellenző kalitkánál tovább növeli az ergonomikus munkavégzés feltételeit. A készülék nyolc előre programozott funkcióval rendelkezik.